



**BioTech**  
innovative

**Biodaily**

izolácia nukleových  
kyselín

**biosan**



Ceny sú uvedené s DPH.  
Akcia platí do 31.08.2017

## DNA/RNA UV-dekontaminačný box UVC/T-AR

Box s bezozónovým UV recirkulátorom  
Dlhá životnosť UV lúčov



Kat. č. UVC/T-AR

**1 440,00 €**

## Suchý blok TDB-120

Teplota ohrevu až do 120 °C  
Kryt pre udržanie teploty



Kat. č. TDB-120

**582,00 €**

## Odsávač Flask-Trap 2i

Praktický odsávač tekutín  
Fľaša 2l s kontrolou proti pretečeniu  
Široký výber nástavcov



Kat. č. FTA-2i

**876,00 €**

## Vysokorýchlostná centrifúga

Kompaktná centrifúga (len 3,5 kg)  
Rýchlosť až 14 500 rpm (12 400 g) za 20 sek.



Kat. č. Microspin 12

**792,00 €**

## Centrifúga/vortex Combi-Spin

Fixná rýchlosť 2 800 rpm  
Bezpečnostný kryt  
Hlava použiteľná ako vortex



Kat. č. FVL-2400N

**300,00 €**

## Trepačka na doštičky MPS-1

## Platformy pre PCR a „deepwell“ doštičky

## Inkubovaná trepačka TS-100 (bez inkubloku)

## Bloky pre TS-100


a

## bloky pre TS-100C

## Inkubovaná trepačka s chladením TS-100C (bez inkubloku)

Trepačka s hlavou pre vortexovanie  
Funkcia **Pulse mode** - s vysokou účinnosťou  
Rozsah otáčok: 300 - 3 200 rpm

Platforma P-2/24  
pre 24 x 1,5 - 2 ml



Platforma P-05/32  
pre 32 x 0,5 ml



Rýchly ohrev (4°C/min.)  
Rozsah otáčok: 250 - 1 400 rpm



Blok pre 20 x 0,5 + 12 x 1,5 ml




Blok pre 24 x 2 ml




Rýchly ohrev (5 °C/min.) aj chladienie (-1,8 °C/min.)  
Rozsah otáčok: 250 - 1 400 rpm



Platforma P-02/96  
pre PCR doštičku  
alebo 96 x 0,2 ml



Platforma P-02/05  
pre 24 x 0,5 ml  
a 48 x 0,2 ml



Blok pre 96 x 0,2 ml



Blok pre 20 x 0,2 + 12 x 1,5 ml



Blok pre 24 x 1,5 ml



Kat. č. MPS-1

Platformy

Kat. č. TS-100

Vyberte si blok pre TS-100  
podľa Vašich potrieb v cene

Vyberte si blok pre TS-100C  
podľa Vašich potrieb v cene

Kat. č. TS-100C

690,00 €

34,80 €/ks

864,00 €

od 186,00 €

od 450,00 €

918,00 €