



BioTech
innovative

Biodaily

Miešanie, trepanie



Ceny sú uvedené s DPH.
Akcia platí do 31.07.2017

Benchmixer vortex V2

Dvojaká platforma - stačí otočiť
Rýchlosť až 3 200 rpm
Objem do 50 ml



Benchmark Scientific

Kat. č. BV1003-E

282,00 €

Skúmavkový vortex V-32

Platforma na 32 skúmaviek
Rozsah otáčok: 500 - 3 000 rpm
Kompaktný a ľahký s veľkou kapacitou



bioSan

Kat. č. V-32

282,00 €

Personálny vortex V-1 plus

Rozsah otáčok: 750 - 3 000 rpm
Objem trepaných skúmaviek 1,5 - 50 ml
Hmotnosť: 0,8 kg



bioSan

Kat. č. V-1 plus

188,00 €

Centrifúga/vortex CVP-2

Kombinácia 4 v jednom
Možnosť nastavenia cyklov
Rýchlosť až 1 500 rpm



bioSan

Kat. č. CVP-2

884,00 €

TubeRoller

Roler na skúmavky s fixnou rýchlosťou 38 rpm
5 valcov s náklonom 5°
Kapacita: skúmavky s priemerom 8 - 200 mm



Benchmark Scientific

Kat. č. R3005-E

819,00 €

Mini-trepačka 3D Sun Flower

Kompaktná trepačka s platformou 21,5 x 21,5 cm
Rozsah otáčok: 5 - 60 rpm
Uhol náklonu: 7°, max. zaťaženie: 1 kg



bioSan

Kat. č. 3D

290,00 €

BenchWaver 3D trepačka

Platforma 34,3 x 33 cm s nosnosťou do 9 kg
Vlnivý pohyb 5 - 105 rpm s nastaviteľným uhlom 0 - 10°



Benchmark Scientific

Kat. č. B3D5000-E

1 180,00 €

Trepačka/kývačka MR-1

Platforma 21,5 x 21,5 cm
Kývavý pohyb 5 - 30 rpm s uhlom 7°
Nastaviteľný čas: 1 min. - 24 hod. / nonstop



bioSan

Kat. č. MR-1

355,00 €

Minirotátor Bio RS-24

Platforma na 22 skúmaviek s objemom 1,5 - 15 ml
Rýchlosť rotačného pohybu 5 - 30 rpm
Časovač (celkový): 1 min. - 24 hod. / nonstop



bioSan

Kat. č. Bio RS-24

339,00 €

Programovateľný rotátor Multi Bio RS-24

Platforma pre 26 skúmaviek s objemom 1,5 - 15 ml
3 typy pohybu: rotačný, recipročný a vibračný
Rýchlosť až 100 rpm
Časovač (celkový): 1 min. - 24 hod. / nonstop



bioSan

Kat. č. 3D

489,00 €

Orbitálna trepačka Orbi-Shaker Jr

Kompaktná trepačka s nosnosťou až 4 kg
S protišmykovou platformou 24 x 20 cm
Jedinečná platforma **MAGic Clamp** teraz v cene



Benchmark Scientific

Kat. č. BT302-E

987,00 €